

Carestream

Οικογένεια ανιχνευτών DRX

Πανίσχυρο. Ψηφιακό. Αξιόπιστο.

Η δύναμη πίσω από την ψηφιακή απεικόνιση.



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Η απόδοση αποτελεί οικογενειακή υπόθεση.

Με τον ανιχνευτή DRX, η Carestream παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο ασύρματη λύση σε μέγεθος κασέτας. Σήμερα, η πλήρης οικογένεια των ανιχνευτών DRX συνεχίζει αυτήν την παράδοση καινοτομίας.

Ο Ανιχνευτής CARESTREAM DRX Plus, με τη δυνατότητα X-Factor για κοινή χρήση του, είναι πλέον ακόμη λεπτότερος και ελαφρύτερος, για ευκολότερο χειρισμό. Και, προσφέρει αξιολόγηση IPX 57 αντοχής έναντι στο νερό, για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Ο οικονομικά προσιτός ανιχνευτής CARESTREAM DRX Core μετατρέπει τον ακτινολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, αναβαθμίζοντάς τον με τα πλεονεκτήματα της πλήρους ψηφιακής τεχνολογίας.

Τέλος, ο CARESTREAM DRX Plus 2530C προσφέρει τη δυνατότητα X-Factor κοινής χρήσης του σε μικρότερη διάσταση, ιδανική, για τοποθέτηση σε θερμοκοιτίδες που φέρουν ακτινολογικό συρτάρι και απεικόνιση άκρων επί της ακτινολογικής τράπεζας, με μικρότερο μέγεθος pixel για καλύτερη λεπτομέρεια και ποιότητα εικόνας.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Επιλέξτε τον σωστό ανιχνευτή για τον προϋπολογισμό και τη ροή εργασίας σας.
- Αναβαθμίστε τα υπάρχοντα συστήματα φιλμ ή CR σας σε πλήρη DR.
- Επιτύχετε την ποιότητα εικόνας που μπορεί να προσφέρει μόνο η ψηφιακή τεχνολογία.
- Ο DRX-Plus μπορεί να κάνει χρησιμοποιηθεί από κοινού σε όλα τα Ακτινολογικά Συστήματα ή φορητά συστήματα DRX.
- Τα διάφορα μεγέθη κασέτας σας επιτρέπουν να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο είδος εξέτασης και στην εύκολη τοποθέτησή σας.

Το ορόσημο της βιομηχανίας για τη λήψη ψηφιακών εικόνων.

Οι ανιχνευτές DRX της Carestream επιτρέπουν την αναβάθμιση από φιλμ ή CR σε πλήρη ψηφιακή ακτινογραφία* – γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Αυτές οι λύσεις παρέχουν εικόνες ακτίνων X υψηλής ποιότητας σε δευτερόλεπτα, για γρήγορες και αξιόπιστες διαγνώσεις και νωρίτερη έναρξη της θεραπείας. Επιπλέον, προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων ανιχνευτών, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε με ακρίβεια τα κατάλληλα προϊόντα για τον εργασιακό χώρο σας.

Ο DRX διαθέτει αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνολογία - και η Carestream ήταν η πρώτη που κυκλοφόρησε στην αγορά έναν ασύρματο ανιχνευτή DR.

* Ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος ή λύσης αναβάθμισης.

Μια οικογένεια επιλογών.

Οι ανιχνευτές DRX διατίθενται με:

- Σπινθηριστή γαδολινίου για απεικόνιση γενικής ακτινολογίας.
- Σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου για εφαρμογές χαμηλής δόσης.
- Μεγέθη 35x43cm, 43x43cm και 25x30cm.
- Ασύρματο ή σταθερό σχεδιασμό.



Σκεφτείτε την κοινή χρήση. Σκεφτείτε το X-Factor.

Μια πλατφόρμα ενιαίου ανιχνευτή. Μια οικογένεια λύσεων DR.

Με την πλατφόρμα ανιχνευτή X-Factor, οι ασύρματοι ανιχνευτές DRX Plus λειτουργούν με όλο τον εξοπλισμό μας DRX – από ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα σε θάλαμο μέχρι κινητά συστήματα και αναλογικά συστήματα - για να παρέχουν εικόνες με εξαιρετική ταχύτητα και ποιότητα. Η πλήρης σειρά ψηφιακών ακτινολογικών συστημάτων συνδυάζει συμβατά, κλιμακούμενα εξαρτήματα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σήμερα και να μας προετοιμάσει για την ανάπτυξη του αύριο.

Ζήστε το X-Factor στο carestream.com/share





Κορυφαία απόδοση: Ανιχνευτής DRX Plus

Ο ανιχνευτής DRX Plus προσφέρει την ισχύ του σκεπτικού X-Factor σε λεπτότερο, ελαφρύτερο σχεδιασμό, για ευκολότερο χειρισμό. Εκτός από όλες τις λειτουργίες του DRX Core, ο DRX Plus παρέχει:

- Τη δυνατότητα κοινής χρήσης ανιχνευτών ανάμεσα σε οποιοδήποτε ακτινολογικό σύστημα DR ή φορητό σύστημα DR.
- Βασική ασύρματη συνδεσιμότητα για την εξάλειψη της ταλαιπωρίας και των κινδύνων από τα καλώδια και για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
- Τη δύναμη αναβάθμισης σχεδόν κάθε συστήματος του κατασκευαστή σε DR.
- Αξιολόγηση IPX 57 αντοχής έναντι στο νερό για κορυφαία αξιοπιστία - Δυνατότητα εμβύθισης σε νερό σε βάθος έως και ένα μέτρο χωρίς βλάβη.
- Μπαταρία με δυνατότητα εναλλαγής και ένα ξεχωριστό φορτιστή, επιτρέποντας στον ανιχνευτή να χρησιμοποιείται ενώ φορτίζεται μια εφεδρική μπαταρία.

Η ψηφιακή τεχνολογία έγινε προσιτή: Ανιχνευτής DRX Core

Ο DRX Core σας επιτρέπει να αποχαιρέσετε το φιλμ ή το CR, κερδίζοντας τα οφέλη που μόνο το DR μπορεί να παρέχει, χωρίς να υπερβείτε τον προϋπολογισμό σας. Ο DRX Core περιλαμβάνει τα εξής:

- Τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τα υπάρχοντα συστήματά σας χωρίς το υψηλό κόστος της αντικατάστασης εξοπλισμού.
- Κορυφαία ποιότητα εικόνας πλήρως ψηφιακής τεχνολογίας.
- Ασύρματη συνδεσιμότητα (προαιρετικά) για την εξάλειψη της ταλαιπωρίας και των κινδύνων από τα καλώδια και για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
- Αξιολόγηση IPX 44 αντοχής έναντι στο νερό, για αυξημένη αξιοπιστία.
- Λειτουργία ανίχνευσης δέσμης, για την ενεργοποίηση αυτόματης λήψης, χωρίς τη χρήση καλωδίων.
- Πλαίσιο από ανθρακονήματα διαγώνιας πλέξης, για βελτιωμένο χειρισμό.
- Ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης ανιχνευτή.



Πανίσχυρη απόδοση σε ένα μικρότερο πακέτο: Ο ανιχνευτής DRX Plus 2530C

Ο DRX Plus 2530C προσφέρει την ισχύ του σκεπτικού X-Factor σε σχεδιασμό μικρότερης διάστασης, παρέχοντας:

- Γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση στις παιδιατρικές θερμοκοιτίδες.
- Σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου (CsI) για παιδιατρικές εφαρμογές με ευαισθησία δόσης.
- Συμβατότητα με τον συγκρατητήρα μικρότερης διάστασης ανιχνευτή του DRX-Revolution.
- Μικρότερο βάρος για γρηγορότερες ορθοπεδικές εξετάσεις επί της ακτινολογικής τράπεζας.
- Πλήρη συμβατότητα με τον ίδιο φορτιστή μπαταρίας DRX.
- Μικρότερο μέγεθος pixel (98um) για καλύτερη ποιότητα εικόνας και βελτιωμένη διαγνωστική αξιοπιστία.
- Με ανίχνευση δέσμης που επιτρέπει την ενσωμάτωση χωρίς επεμβατική καλωδίωση και συνδέεται εύκολα με πολλούς τύπους συστημάτων.

CARESTREAM
DRX-Ascend



CARESTREAM
DRX-Revolution



CARESTREAM
DRX-Revolution Nano



CARESTREAM
DRX-Mobile Retrofit Kit

CARESTREAM
DRX-Transportable Lite



ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΣΤΕ,
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΜΕ ΟΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Η ταχύτερη πορεία προς ένα επιτυχημένο μέλλον απεικόνισης.

Καθώς ταξιδεύετε στο μέλλον της απεικόνισης, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας; Ίσως να θέλετε να κάνετε τη μετάβαση από αναλογικό σε ψηφιακό σύστημα. Ίσως να χρειάζεται να επιταχύνετε τη ροή εργασιών σας για τις ακτινογραφίες. Ή ίσως να είστε έτοιμοι να προσθέσετε νέα απεικονιστικά συστήματα στις εγκαταστάσεις σας, προκειμένου να παρέχετε καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς. Όποια κι αν είναι η κατεύθυνσή σας, έχουμε τις έξυπνες λύσεις που χρειάζεστε: Πλήρη Ψηφιακά Ακτινολογικά Συγκροτήματα και πρωτοποριακές αιχμής φορητές μονάδες. Ασύρματους, κοινόχρηστους ανιχνευτές και συστήματα αναβάθμισης CR σε DR. Οικονομικά προσιτά συστήματα CR. Αλλά και πρόσθετα απεικονιστικά συστήματα, όπως CT άκρων και Ακτινοσκόπησης.

Ξεκινήστε να χαρτογραφείτε την πορεία σας σήμερα.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση carestream.com και ξεκινήστε το ταξίδι σας στην πραγματική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή.

Η Carestream προσφέρει επίσης μια σουίτα προϊόντων που υποστηρίζουν την πλατφόρμα πληροφορικής για εύρεση εταιρικών λύσεων. Το χρυσό πρότυπο στο ακτινογραφικό φιλμ. Όσον αφορά την ψηφιακή έξοδο, τα συστήματα απεικόνισης λέιζερ, τη διαχείριση λύσεων εκτύπωσης και το κέντρο πληροφοριών με λειτουργία από τον χρήστη παρέχουν υψηλής ποιότητας λύσεις για όλα τα απεικονιστικά συστήματα.

Μια κοινότητα παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης.

Για αξιόπιστη λειτουργία, ανατρέξτε στο δίκτυο επιτυχίας των πελατών μας. Εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση της απόδοσης απεικόνισης, για να σας βοηθάμε να καινοτομήτε καθώς αλλάζουν οι ανάγκες, αλλά και για να αξιοποιείτε στο έπακρο τον προϋπολογισμό και τους πόρους σας. Το δίκτυο επιτυχίας των πελατών της Carestream σας περιβάλλει με μια δυναμική ομάδα ειδικών, με ένα μόνο σημείο εισόδου για εύκολη, προσαρμοσμένη πρόσβαση στους κατάλληλους ανθρώπους για κάθε περίπτωση. Εσείς και οι ασθενείς σας ωφελείστε από την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές που μόνο η Carestream μπορεί να προσφέρει, με βάση τη δέσμευση χιλιάδων πελατών μας σε όλο τον κόσμο και την 100ετή μας παράδοση στην καινοτομία ιατρικής απεικόνισης.



carestream.com/detectors



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2019. Η ονομασία CARESTREAM αποτελεί εμπορικό σήμα της Carestream Health. CAT 2000 209 04/19

Carestream